

QUELS QUE SOIENT LE SOIN ET L'ENTRETIEN À APPORTER À VOS AIDES AUDITIVES, VOUS TROUVEREZ LE BON PRODUIT DANS LA GAMME DE PRODUITS D'ENTRETIEN ENTENDRE.



#### VOTRE AUDIOPROTHÉSISTE ENTENDRE

Ce guide vous est offert par votre audioprothésiste Entendre, n'hésitez pas à le contacter pour en savoir plus.

Entendre RCS Versailles 481 855 419 - ENT2-GUIDERIC - Janvier 2017

## GUIDE D'ENTRETIEN ENTENDRE

MINI CONTOUR RIC



#### VOUS VENEZ D'ACQUÉRIR UNE AIDE AUDITIVE.

Pour entretenir au mieux vos aides auditives, votre audioprothésiste Entendre vous offre ce guide. Les aides auditives sont des appareils de haute précision qui nécessitent un entretien régulier. En suivant ces instructions, vous conserverez les performances de vos aides auditives et profiterez pleinement des sons qui vous entourent.

Les audioprothésistes



[www.entendre.com](http://www.entendre.com)

Les audioprothésistes





[www.entendre.com](http://www.entendre.com)


# L'ENTRETIEN DE VOS AIDES AUDITIVES

EN 2 TEMPS

1 FOIS PAR JOUR  
CHAQUE SOIR



1 Utiliser le spray nettoyant sur un mouchoir en papier pour humidifier la brosse.






2 Brossez l'appareil qui rentre dans l'oreille (le petit dôme en plastique). Vous pouvez également utiliser les lingettes de nettoyage chaque soir.



3 Ranger l'appareil éteint (ouvrir le tiroir pile) dans la boîte déshydratante pour toute la nuit, bien refermer la boîte.

1 FOIS PAR MOIS

CHANGER LE FILTRE BLANC



- 1 Enlever le dôme en plastique (pas nécessaire pour tous les appareils), prendre un bâton avec un filtre neuf, utiliser le bout du bâton sans filtre pour enlever le filtre sur l'appareil, rentrer et tirer le bâton.

- 3 Insérer le nouveau filtre sur le bâton dans le trou libéré par l'ancien filtre. Jeter le bâton avec le filtre utilisé.

⚠ NE JAMAIS METTRE L'APPAREIL SOUS L'EAU ⚠